

SalvacliP[®]

Abad Escarré, 15, 1ª Planta
08302 Mataró/Barcelona (Spain)
Tel. +34 937 570 048
Fax +34 937 414 068
E.mail: info@medisystemsll.com
<http://www.medisystemsll.com>

**SISTEMAS DE SUJECCIÓN LIGERA
PARA PACIENTES SENTADOS**



**DISEÑADO PARA UNA
SEGURA Y COMODA
UTILIDAD**


MEDICARESYSTEM

CE

SalvacliP[®]


MEDICARESYSTEM

SISTEMAS DE SUJECIÓN LIGERA PARA PACIENTES SENTADOS

La línea **SALVACLIP** está integrada por una amplia gama de atractivos petos, chalecos y cinturones especialmente diseñados para corregir los problemas de inestabilidad del adulto con diversos grados de disminución funcional ya sea por causas físicas y/o psíquicas.

SALVACLIP soluciona de forma sencilla y confortable la sujeción en silla de ruedas, sillón de descanso e incluso en la cama o camilla, evitando que los pacientes se ladeen, resbalen sobre el asiento o adopten posturas incorrectas que puedan derivar en lesiones.

Los productos **SALVACLIP** están fabricados en un tejido de algodón/poliéster de tacto suave y lavable a 40° C. Su forma ergonómica permite su adaptación a distintas morfologías, y están acolchados en las zonas sometidas a mayor presión a fin de evitar rozaduras.

SALVACLIP contribuye a la seguridad del paciente adulto y es un elemento de gran ayuda para los profesionales responsables de su cuidado.

CHALECOS SALVACLIP

Están compuestos de una pieza alargada con un amplio orificio en el centro por el que se introduce la cabeza de forma parecida a un poncho, cubriendo el pecho y la espalda hasta la cintura.

Se ajustan al sillón o silla de ruedas mediante resistentes cintas de poliéster situadas a ambos lados de la espalda que se sujetan en la parte delantera y se abrochan en la parte posterior mediante clips o lazadas.

Referencias:
SCP4000 Chaleco Clasic Standard
SCP4050 Chaleco Clasic Perineal



PETOS SALVACLIP

Compuestos de un cuerpo delantero con forma de pechera, que se ajusta por los hombros y la cintura del paciente al sillón o silla de ruedas con o sin extensión perineal para evitar el deslizamiento del asiento.

Los petos SALVACLIP están disponibles en dos opciones distintas de sujeción:

Los Petos CLIP

La sujeción se efectúa mediante 4 cintas con cierres clip de nylon que, partiendo del hombro y de la cintura, se abrochan en la parte posterior del asiento. Una vez abrochadas, se regula su longitud de acuerdo a la corpulencia del paciente y el perímetro de la silla gracias a las presillas provistas al efecto.

Referencias:
SCP4100 Peto Clip Standard
SCP4150 Peto Clip Perineal



Los Petos VELCRO

En este caso, la cintura del peto presenta una banda más ancha a modo de cinturón, que se ajusta mediante Velcro a la parte posterior del asiento y se asegura gracias a una hebilla corredera. La parte superior del tórax se sujeta mediante las cintas con clip provistas en los hombros, que se cruzarán en la espalda del paciente y se abrocharán al cinturón.

Referencias:
SCP4200 Peto Velcro Standard
SCP4250 Peto Velcro Perineal



CINTURONES SALVACLIP

Los cinturones SALVACLIP están pensados para proporcionar una sujeción simple y eficaz para pacientes débiles o con problemas de estabilidad, aportando modelos adecuados para cada necesidad:

Para sillón o silla de ruedas:

Permiten una total libertad de movimientos en el tórax y extremidades al mismo tiempo que sujetan de una forma firme y confortable. Disponible en dos versiones:



Referencias:
SCP4300 Cinturón Silla Standard
SCP4275 Cinturón Velcro perineal



Para cama o camilla:

Cinturón articulado que asegura que el paciente no caiga de la cama o camilla sin restringir el giro o cambio de posición. Se ajusta sin oprimir a la cintura del paciente mediante Velcro y una hebilla corredera.

Referencia:
SCP4500 Cinturón Cama



SUJECIÓN INGUINAL SALVACLIP

Especialmente diseñado para evitar que el paciente resbale de la silla de ruedas o sillón de descanso mediante sujeción a nivel inguinal. Utilizado en combinación con el **Cinturón Silla Estándar** asegura la estabilidad del paciente de una forma eficaz y cómoda.

Referencia:
SCP4600 Sujeción Inguinal



AYUDAS A LA MOVILIDAD SALVACLIP

Cinturón y Banda Flexible de Movilización diseñados para proporcionar al fisioterapeuta o cuidador un elemento de sujeción extra para la movilización de pacientes proporcionando una mayor dispersión del esfuerzo, evitando así la sobrecarga lumbar. Ambos elementos incorporan en su cara interna un tejido antideslizante que asegura la correcta colocación durante su uso.



El **Cinturón de Movilización** aporta cuatro cómodas asas como puntos de sujeción extra y se adapta al perímetro del paciente y/o cuidador mediante Velcro y hebilla corredera.

Referencias:
SCP4400 Cinturón de Movilización talla M
SCP4450 Cinturón de Movilización talla L



La **Banda Flexible de Movilización** es un elemento eficaz que proporciona diferentes opciones de sujeción para alzar o mover al paciente sentado con el mínimo esfuerzo.

Referencias:
SCP4550 Banda Flexible de Movilización

